

COUSSINS DE SIÈGE

Relief, Relief PLUS et Relief ZEN

CARACTÉRISTIQUES

Coussin : Imperméabilisé par une pellicule de vinyle.

Housse : Nylon avec recouvrement du dessus en tissus extensible.

Couleur : Noir

IDENTIFICATION

ÉTABLISSEMENT		CLIENT
ADRESSE		THÉRAPEUTE
VILLE ou MUNICIPALITÉ / PROVINCE	CODE POSTAL	TÉLÉPHONE ()
COURRIEL		TÉLÉCOPIE ()



CODE / MODÈLE

C 1040 Relief

Base moulée de mousse rigide et de mousse de confort de haute densité.

CODE / MODÈLE

C 1053 Relief PLUS

Base moulée de mousse rigide avec mousse en viscoélastique et de mousse de confort de haute densité.

CODE / MODÈLE

C 1056 Relief ZEN

Base moulée de mousse rigide avec un plus grand pourcentage de mousse en viscoélastique et de mousse de confort de haute densité.

A COUSSIN STANDARD

Adulte

FAUTEUIL		COUSSIN	
LARGEUR	PROFONDEUR	DIMENSIONS	QTÉ.
15 à 16 po	15 à 16 po	15 ½ X 16 po	
	17 à 18 po	15 ½ X 18 po	
	19 à 20 po	15 ½ X 20 po	
17 à 18 po	15 à 16 po	17 ½ X 16 po	
	17 à 18 po	17 ½ X 18 po	
	19 à 20 po	17 ½ X 20 po	
19 à 20 po	15 à 16 po	19 ½ X 16 po	
	17 à 18 po	19 ½ X 18 po	
	19 à 20 po	19 ½ X 20 po	

Enfant


FAUTEUIL		COUSSIN	
LARGEUR	PROFONDEUR	DIMENSIONS	QTÉ.
11 à 12 po	11 à 12 po	11 ½ X 12 po	
	13 à 14 po	11 ½ X 14 po	
	15 à 16 po	11 ½ X 16 po	
13 à 14 po	11 à 12 po	13 ½ X 12 po	
	13 à 14 po	13 ½ X 14 po	
	15 à 16 po	13 ½ X 16 po	

NOTE


Profondeur

Par sa forme, le coussin peut être ajusté sur un fauteuil jusqu'à 1 po. plus petit que la dimension indiquée.

B COUSSIN SUR MESURE



Dimensions	
Largeur (L)	Profondeur (P)
<input type="checkbox"/> po <input type="checkbox"/> cm	<input type="checkbox"/> po <input type="checkbox"/> cm




CODE / MODÈLE	
C 1044 Profondeur inégale	
Droite (D)	Gauche (G)
<input type="checkbox"/> po <input type="checkbox"/> cm	<input type="checkbox"/> po <input type="checkbox"/> cm



CODE / MODÈLE	
C 1045 Devant aminci	
<input type="checkbox"/> Droite (D)	<input type="checkbox"/> Gauche (G)

Options pour personnaliser le coussin



CODE / MODÈLE
<input type="checkbox"/> C 1047 Plaque de gel de ¼ po
<input type="checkbox"/> C 1049 Plaque de gel de ½ po quadrillée
<input type="checkbox"/> Stabilisateurs pelviens et adducteurs au coussin
<input type="checkbox"/> Butée abductrice au coussin
<input type="checkbox"/> S 1009 Plaque en ABS ¼ po
<input type="checkbox"/> Autre

Housse

CODE / MODÈLE
H 1163 Housse
<input type="checkbox"/> Housse supplémentaire
<input type="checkbox"/> Housse de remplacement

C INSTALLATION

Mode d'installation du coussin

- Canevas du fauteuil
- Base pleine largeur
- Base encastrée de 1 à 2 pouces

Fixation des bandes Velcro

- Doux
- Crochets



D COURROIES PELVIENNES

CODE / MODÈLE	QTÉ.
E 1140 Boucle avec un ajustement	<input type="checkbox"/>
E 1141 Velcro	<input type="checkbox"/>
E 1145 Boucle à double ajustement	<input type="checkbox"/>
E 1248 À 4 points limitant la rotation et le glissement	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Petite 1" <input type="checkbox"/> Moyenne 1½" <input type="checkbox"/> Grande 1½"	

COÛTS

INSCRIRE LE COÛT TOTAL
<input type="text"/> \$

Mise à jour 15 mars 2009

SIGNATURE

X

DATE

JJ / MM / AAAA / /