



A SÉLECTION DU SIÈGE

Chaque coussin inclut: - 1 Housse imperméabilisée, composée d'un contour en nylon avec dessus en tissu extensible et antibactérien de couleur noir - 1 Enveloppe imperméable

MODÈLE	CHOIX	STD	mesure
C1056 Relief ZEN			Base moulée rigide avec mousse viscoélastique et mousse confort haute densité
C1061 STOPUS			Base moulée rigide avec mousse viscoélastique et mousse confort haute densité (avec housse anti-glisserment)

MODÈLE	CHOIX	STD	mesure
C1053 Relief PLUS			Base moulée rigide avec mousse en viscoélastique et de mousse confort moyenne densité
C1059 Relief AIRE			Coussin de mousse avec insertion d'air

B COUSSIN STANDARD

Enfant	QTÉ	Housse additionnelle		Adulte	QTÉ	Housse additionnelle		DIMENSION STANDARD	
Largeur x profondeur	Siège	extensible	anti-glis.	Largeur x profondeur	Siège	extensible	anti-glis.	L	P
11 1/2" X 12"				15 1/2" X 16"					
11 1/2" X 14"				15 1/2" X 18"					
11 1/2" X 16"				15 1/2" X 20"					
13 1/2" X 12"				17 1/2" X 16"					
13 1/2" X 14"				17 1/2" X 18"					
13 1/2" X 16"				17 1/2" X 20"					


Adulte	QTÉ	Housse additionnelle	
Largeur x profondeur	Siège	extensible	anti-glis.
19 1/2" X 16"			
19 1/2" X 18"			
19 1/2" X 20"			
21 1/2" X 16"			
21 1/2" X 18"			
21 1/2" X 20"			

Housse additionnelle	Prix
...C Housse extensible	50\$
...CS Housse anti-glisserment	

C COUSSIN SUR MESURE


NOTE: Surcharge pour la zone grise

DIMENSION		L	P



MODÈLE	QTÉ	PRIX
C1043	Surcharge si dépasse 20"	

MODÈLE	D	G
C1044	Profondeur inégale	
C1045	Devant aminci	



MODÈLE	QTÉ	PRIX
C1055	Butée abductrice au coussin	
C1050	Stabilisateurs pelviens et adducteurs au coussin	
C1065	Stabilisateurs pelviens	
C1066	Adducteurs	

HOUSSE ADDITIONNELLE	QTÉ	PRIX
...C Housse extensible		
...CS Housse anti-glisserment		

D OPTION POUR COUSSIN

OPTIONS POUR PERSONNALISER LE COUSSIN

MODÈLE	QTÉ	PRIX
C1047	Plaque de gel 1/4"	
C1049	Plaque de gel 1/2" quadrillé	

MODÈLE	QTÉ	PRIX
C1051	Plaque en ABS 1/4" intégrée au coussin	
C1052	Appuis pelviens et plaques de fixation installés sur les appuis-bras	




E HOUSSE DE REMPLACEMENT IMPERMÉABILISÉE

HOUSSE DE REMPLACEMENT (HOUSSE SEULEMENT)

MODÈLE	QTÉ	PRIX
...C Housse extensible imperméabilisé		
...CS Housse anti-glisserment		


DIMENSION DU COUSSIN	
L	P

MODÈLE DU COUSSIN	
Relief zen	Relief plus
Stopus	Relief aire



F MODE D'INSTALLATION DU COUSSIN

C1070 Canevas du fauteuil



C1071 Base pleine largeur *



C1072 Base encastrée de 1 à 2 pouces



Fixation des bandes Velcro

* Doux

Crochets

NOTE: Les modes d'installations indiqués d'une étoile (*) seront sélectionnés par défaut s'il n'y a pas d'autre indication.

Commentaires