



A SÉLECTION DU SIÈGE

Chaque coussin inclut: - 1 Housse imperméabilisée, composée d'un contour en nylon avec dessus en tissu extensible et antibactérien de couleur noir - 1 Enveloppe imperméable

MODÈLE	CHOIX			MODÈLE	CHOIX		
 C1056 Relief ZEN Base moulée rigide avec mousse viscoélastique et mousse confort haute densité				 C1053 Relief PLUS Base moulée rigide avec mousse en viscoélastique et de mousse confort moyenne densité			
C1061 STOPUS Base moulée rigide avec mousse viscoélastique et mousse confort haute densité (avec housse anti-glissement)				C1059 Relief AIRE Coussin de mousse avec insertion d'air			
					C1062 CIRRUS Coussin alvéolaire avec mousse en polyuréthane		


B COUSSIN STANDARD

Enfant				Adulte				Adulte				DIMENSION STANDARD	
Largueur x profondeur		Qté	Housse additionnelle	Largueur x profondeur		Qté	Housse additionnelle	Largueur x profondeur		Qté	Housse additionnelle	L	P
Siège	extensible	anti-glisse.	Siège	extensible	anti-glisse.	Siège	extensible	anti-glisse.	Siège	extensible	anti-glisse.	Housse additionnelle	
11 1/2" X 12"				15 1/2" X 16"					19 1/2" X 16"				
11 1/2" X 14"				15 1/2" X 18"					19 1/2" X 18"				
11 1/2" X 16"				15 1/2" X 20"					19 1/2" X 20"				
13 1/2" X 12"				17 1/2" X 16"					21 1/2" X 16"				
13 1/2" X 14"				17 1/2" X 18"					21 1/2" X 18"				
13 1/2" X 16"				17 1/2" X 20"					21 1/2" X 20"				
												...C	Housse extensible
												...CS	Housse anti-glissement

C COUSSIN SUR MESURE

DIMENSION		MODÈLE		QTÉ	MODÈLE		QTÉ
L	P				D	G	
		C1043	Surcharge si dépasse 20"				
HOUSSE ADDITIONNELLE		MODÈLE		D	G		
...C	Housse extensible	C1044	Profondeur inégale				
...CS	Housse anti-glissement	C1045	Devant aminci				
		C1055	Butée abductrice au coussin				
		C1050	Stabilisateurs pelviens et adducteurs au coussin				
		C1065	Stabilisateurs pelviens				
		C1066	Adducteurs				

D OPTION POUR COUSSIN


OPTIONS POUR PERSONNALISER LE COUSSIN		MODÈLE		QTÉ	MODÈLE		QTÉ
C1047	Plaque de gel 1/4"				C1051	Plaque en ABS 1/4" intégrée au coussin	
C1049	Plaque de gel 1/2" quadrillé				C1052	Appuis pelviens et plaques de fixation installés sur les appuis-bras	
				 APPUIS PELVIENS			

E HOUSSE DE REMPLACEMENT IMPERMÉABILISÉE

HOUSSE DE REMPLACEMENT (HOUSSE SEULEMENT)		MODÈLE		QTÉ	DIMENSION DU COUSSIN		MODÈLE DU COUSSIN	
					L	P	Relief ZEN	Relief PLUS
...C	Housse extensible imperméabilisé						STOPUS	Relief AIRE
...CS	Housse anti-glissement						CIRRUS	

F MODE D'INSTALLATION DU COUSSIN

C1070 Canevas du fauteuil



C1071 Base pleine largeur *



C1072 Base encastrée de 1 à 2 pouces



Fixation des bandes Velcro

* Doux

Crochets

NOTE: Les modes d'installations indiqués d'une étoile (*) seront sélectionnés par défaut s'il n'y a pas d'autre indication.

Commentaires