

# COUSSINS DE SIÈGE

## CHAQUE COUSSIN INCLUS :

- Enveloppe imperméabilisée
- Housse composée d'un contour de nylon et dessus en tissu extensible imperméabilisé et antibactérien
- Couleur : noir


Pour usage interne seulement

- Expédition externe  
 Cas clinique

NO DE COMMANDE DE L'ÉTABLISSEMENT

CLIENT

THÉRAPEUTE



CODE / MODÈLE

### C 1040 Relief

Base moulée de mousse rigide et de mousse de confort de haute densité.

CODE / MODÈLE

### C 1056 Relief ZEN

Base moulée de mousse rigide avec un plus grand pourcentage de mousse en viscoélastique et de mousse de confort de haute densité.

CODE / MODÈLE

### C 1053 Relief PLUS

Base moulée de mousse rigide avec mousse en viscoélastique et de mousse de confort de haute densité.

CODE / MODÈLE

### C 1059

Coussin moulé de mousse rigide viscoélastique et de gel fusionnés.

EN DÉVELOPPEMENT


## A COUSSIN STANDARD

### Adulte

FAUTEUIL		COUSSIN	
LARGEUR	PROFONDEUR	DIMENSIONS	QTÉ.
15 à 16 po	15 à 16 po	15 ½ X 16 po	
	17 à 18 po	15 ½ X 18 po	
	19 à 20 po	15 ½ X 20 po	
17 à 18 po	15 à 16 po	17 ½ X 16 po	
	17 à 18 po	17 ½ X 18 po	
	19 à 20 po	17 ½ X 20 po	
19 à 20 po	15 à 16 po	19 ½ X 16 po	
	17 à 18 po	19 ½ X 18 po	
	19 à 20 po	19 ½ X 20 po	

### Enfant

FAUTEUIL		COUSSIN	
LARGEUR	PROFONDEUR	DIMENSIONS	QTÉ.
11 à 12 po	11 à 12 po	11 ½ X 12 po	
	13 à 14 po	11 ½ X 14 po	
	15 à 16 po	11 ½ X 16 po	
13 à 14 po	11 à 12 po	13 ½ X 12 po	
	13 à 14 po	13 ½ X 14 po	
	15 à 16 po	13 ½ X 16 po	



### Dimensions

Largeur (L)	Profondeur (P)
po	po
cm	cm

**C 1043 Supplément: dépassant 20 po**

CHOIX

Commentaires : (3 lignes)

### NOTE : Profondeur

Par sa forme, le coussin peut être ajusté sur un fauteuil jusqu'à 1 po. plus petit que la dimension indiquée.


## B COUSSIN SUR MESURE



CODE / MODÈLE	CHOIX
<b>C1055 Butée abductrice au coussin</b>	
<b>C1050 Stabilisateurs pelviens et adducteurs au coussin</b>	

### Options pour personnaliser le coussin

CODE / MODÈLE	CHOIX
<b>C 1047</b> Plaque de gel de ¼ po	
<b>C 1049</b> Plaque de gel de ½ po quadrillée	
<b>S1009</b> Plaque en ABS 1/4" intégrée au coussin	



CODE / MODÈLE		CHOIX
<b>C 1044 Profondeur inégale</b>		
Droite (D)	Gauche (G)	
po	po	
cm	cm	

### HOUSSE

CODE / MODÈLE	CHOIX
<b>H1163</b> Housse supplémentaire imperméable	
<b>H1162</b> Housse de remplacement imperméabilisé	
<b>H1173</b> Ajout anti-glissement sur housse	



CODE / MODÈLE		CHOIX
<b>C 1045 Devant aminci</b>		
Droite (D)	Gauche (G)	

### Appuis pelviens



CODE / MODÈLE	CHOIX
<b>C 1052 Appuis pelviens et plaques de fixation (paire) installés sur les appui-bras</b>	

Haut. avant (H2)	Profondeur (P)	Haut. arrière (H1)	Épaisseur (E)
po	po	po	po
cm	cm	cm	cm

6" (H) X 18" (P) X 2" (E) : Mesure maximum pour modèle standard

## C INSTALLATION

### Mode d'installation du coussin

Canevas du fauteuil



Base pleine largeur



Base encastrée de 1 à 2 pouces



### Fixation des bandes Velcro

Doux

Crochets